

# Patient Summary

---


GUIDA PER L'INVIO DEL PATIENT SUMMARY DA FASTAMB MDF

**BestSoft**


Via Bono Cairoli 28/A - 20127 Milano (MI)  
Help desk: 02 29529140 | Num. Verde da fisso: 800 194984  
E-mail: [assistenza@bestsoft.it](mailto:assistenza@bestsoft.it) | Sito Internet: [www.bestsoft.it](http://www.bestsoft.it)

FastAmb MdF consente di inviare il PATIENT SUMMARY del paziente direttamente nel FSE.

Per attivare l'integrazione della cartella Clinica del Paziente con il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) è richiesto l'inserimento del CONSENSO (nell'anagrafica del paziente) premendo la spunta come in figura.



Una volta dato il consenso da parte del PAZIENTE è possibile eseguire l'invio del PATIENT SUMMARY (sempre dall'anagrafica) attraverso il pulsante INVIA PS e specificando l'opzione di OSCURAMENTO desiderata.



Una volta effettuata la scelta verrà mostrata l'anteprima del documento in fase di caricamento e, chiudendo semplicemente l'anteprima, verrà confermato il salvataggio nel FSE:

File Modifica Visualizza Formato Inserisci Tabella Help Debug

Verdana 12

### Patient Summary

<b>Paziente:</b>	PAZIENTE FSE TEST 2
<b>Data di Nascita:</b>	/
<b>Sesso:</b>	
<b>Contact info</b>	address not available Telecom information not available
<b>ID DOCUMENTO</b>	1 2.16.840.1.113883.2.9.2.60.4.4
<b>Documento Creato il:</b>	November 6, 2017, 15:54:33 +0100
<b>Medico:</b>	MEDICO FVG-FSE PS
<b>Contatti:</b>	address not available Tel:
<b>Altre informazioni</b>	0 2.16.840.1.113883.2.9.2.60.4.4

**Allergie, Intolleranze ed Allarmi**

Elementi Attivi

<b>Allergie</b>
Non Sono Note Allergie

**Parametri vitali**

<b>Descrizione</b>
ALTEZZA: 27/10/2017 175 cm
PESO: 27/10/2017 70 kg
BMI: 27/10/2017 23,0
Circonferenza Vita: 27/10/2017 0
PA: 0 - 0

**Terapia continuativa**

<b>Terapia continuativa</b>
Nessuna terapia continuativa

**Fattori di Rischio e Condizioni Ambientali e Sociali**

Fattori di rischio

<b>Descrizione</b>
fumo: 06/11/2017 non rilevato

**Problemi**

Patologie

<b>Descrizione</b>
Nessuna patologia
Patologie remote

<b>Descrizione</b>
Nessuna patologia remota

Se la procedura di caricamento si concluderà con successo, verrà mostrato un messaggio di conferma analogo al seguente.

